

# Behandlung mit TIEFEN-OSZILLATION „HIVAMAT 200“



Grundlage der Behandlung ist ein pulsierendes elektrostatisches Feld, das mit dem HIVAMAT 200 zwischen den Händen der Therapeuten bzw. dem Hand Applikator und dem Gewebe des Patienten aufgebaut wird. Im Rhythmus der Frequenzen wird das Gewebe des Patienten angezogen und wieder fallengelassen. Dadurch ergibt sich eine einzigartige, sehr tiefenwirksame (bis zu 8 cm.) und nachhaltig wirkende Resonanz-Schwingung (Tiefen-Oszillation) des behandelten Gewebesegmentes.

Bei der TIEFEN-OSZILLATION wird das Gewebe in seiner gesamten Tiefe mechanisch „durchgepumpt“

## Indikationen:

- Ödem und Entstauungsbehandlung nach OP und Bestrahlung z.B. Mamma- und Prostatakarzinom, etc.
- Behandlung offener Wundbereich (Ulcera, Verbrennungen, etc.)
- Auflösung Bindegewebiger Verhärtungen bei z.B. nach OP- Teil oder Total- Knie oder Hüftendoprothesen . Trauma
- Narbenbehandlung
- Resorption von Blutergüssen
- Schmerzdämpfung z.B. bei akutes Schleudertrauma, Ischialgie, Entzündungsabbau
- Migräne, Rheumatische Erkrankungen und Morbus Sudeck
- Wirbelsäule Erkrankungen und nach OP, Implantaten, etc.
- Tiefen-Oszillation kann nicht selten auch chronische, stagnierende Heilungsprozesse neu beleben.
- Manuelle Behandlungsformen werden ergänzt und intensivieren. Sie führen zu einer Steigerung der Bewegungsbe reitschaft.
- Atemwegserkrankungen z.B. Mukoviszidose, COPD; mukolytische Wirkung, schnelle und nachhaltige Entspannung.
- Sportphysiotherapie: Unmittelbar Behandlung nach Sport verletzungen- z.B. nach einer Bänderdehnung, stumpfe Trauma oder Achillessehne Reizung. Bei Z.n Teil oder ganz Muskelfasserriss, etc. Tennis- und Golfer Arm, Schulter- Arm-Syndrome.

## Kontraindikationen:

- Ansteckende Hauterkrankungen
- Träger Herzschrittmacher- und andere elektronische Implantate
- Akute bakterielle Entzündungen
- Unbehandelte Thrombosen und Gefäßerkrankungen
- Erysipel
- Schwangerschaft
- Aktive TBC

